

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT 25110801/2/3

1

QCP Data Months : November, December, January
Mois de Contrôle : Novembre, Décembre, Janvier



2026-01-25

Instrument : SYSMEX KX-21 / PocH-100i (1)																		
Parameter / Paramètre		CONTROL			L	CONTROL			N	CONTROL			H					
		LOT		25110801	LOT		25110802	LOT		25110803								
		Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites								
WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,60	±	1,00	7,40	±	1,50	19,50	±	2,50								
RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30	±	0,15	4,60	±	0,25	5,60	±	0,35								
Hgb	g/dL	6,3	±	0,4	13,6	±	0,5	17,9	±	0,7								
	g/L	63	±	4	136	±	5	179	±	7								
	mmol/L	3,9	±	0,2	8,4	±	0,3	11,1	±	0,4								
Hct	%	18,2	±	1,5	38,9	±	2,5	50,7	±	3,0								
	L/L	0,182	±	0,015	0,389	±	0,025	0,507	±	0,030								
MCV/VGM	fL	79,0	±	5,0	84,5	±	5,0	90,5	±	5,0								
MCH/TCMH	pg	27,4	±	2,0	29,6	±	2,5	32,0	±	3,0								
	fmol	1,7	±	0,1	1,8	±	0,2	2,0	±	0,2								
	g/dL	34,6	±	2,5	35,0	±	2,5	35,3	±	2,5								
MCHC/CCMH	g/L	346	±	25	350	±	25	353	±	25								
	mmol/L	21,4	±	1,5	21,6	±	1,5	21,9	±	1,6								
RDW/IDR-SD	fL	40,5	±	10,0	46,5	±	10,0	48,5	±	10,0								
RDW/IDR-CV	%	13,0	±	5,0	15,0	±	5,0	15,0	±	5,0								
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	50	±	25	240	±	45	470	±	70								
MPV/VPM	fL	8,4	±	3,0	9,4	±	3,0	9,4	±	3,0								
PDW/IDP	fL	11,5	±	5,0	13,0	±	5,0	13,0	±	5,0								
P-LCR/RGC	%	21,5	±	10,0	21,0	±	10,0	22,0	±	10,0								

(1) Assay values provided by Bio-techne®, France. Valeurs fournies par Bio-techne®, France.





Télécharger les fichiers via le QR code ou le lien ci-dessous /
Download disk files with QR code or direct link below.
<https://biotechne.egnyte.com/fl/GhsohzUmnj>

2

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

QCP Data Months : November, December, January

Mois de Contrôle : Novembre, Décembre, Janvier

LOT

25110801/2/3



2026-01-25

Instrument : SYSMEX XN-Series / XN-9000 - "QC MODE"													
Parameter / Paramètre		CONTROL			L	CONTROL			N	CONTROL		H	
		LOT			25110801	LOT			25110802	LOT			25110803
		Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites			
WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,90	±	1,20	7,85	±	1,80	20,70	±	3,00			
WBC-D/GB-D	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,70	±	1,20	7,60	±	1,80	20,60	±	3,00			
RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,24	±	0,15	4,65	±	0,24	5,70	±	0,30			
Hgb	g/dL	6,0	±	0,4	13,4	±	0,6	17,6	±	0,7			
	g/L	60	±	4	134	±	6	176	±	7			
Hct	mmol/L	3,7	±	0,2	8,3	±	0,4	10,9	±	0,4			
	%	17,9	±	2,0	40,5	±	2,5	52,4	±	3,0			
	L/L	0,179	±	0,020	0,405	±	0,025	0,524	±	0,030			
MCV/VGM	fL	80,0	±	5,0	87,0	±	5,0	92,0	±	5,0			
MCH/TCMH	pg	26,8	±	2,5	28,8	±	2,5	30,9	±	2,5			
MCHC/CCMH	fmol	1,7	±	0,2	1,8	±	0,2	1,9	±	0,2			
	g/dL	33,5	±	3,0	33,1	±	3,0	33,6	±	3,0			
	g/L	335	±	30	331	±	30	336	±	30			
	mmol/L	20,6	±	1,8	20,5	±	1,9	20,8	±	1,9			
RDW/IDR-SD	fL	48,0	±	10,0	47,0	±	10,0	48,0	±	10,0			
RDW/IDR-CV	%	16,5	±	5,0	16,0	±	5,0	16,0	±	5,0			
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	43	±	20	210	±	40	420	±	65			
MPV/VPM	fL	10,0	±	3,0	10,2	±	3,0	10,0	±	3,0			
NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,48	±	0,47	4,12	±	0,78	12,01	±	2,48			
LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,51	±	0,39	2,08	±	0,78	4,04	±	2,07			
MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,10	±	0,10	0,20	±	0,20	0,52	±	0,52			
EO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,62	±	0,27	1,06	±	0,55	3,11	±	1,45			
BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,20	±	0,20	0,39	±	0,39	1,04	±	1,04			
NEUT%	%	63,5	±	12,0	52,5	±	10,0	58,0	±	12,0			
LYMPH%	%	13,0	±	10,0	26,5	±	10,0	19,5	±	10,0			
MONO%	%	2,5	±	2,5	2,5	±	2,5	2,5	±	2,5			
EO%	%	16,0	±	7,0	13,5	±	7,0	15,0	±	7,0			
BASO%	%	5,0	±	5,0	5,0	±	5,0	5,0	±	5,0			
NRBC#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,40	±	19,60	0,40	±	19,60	0,40	±	19,60			
NRBC%	%	2,0	±	98,0	2,0	±	98,0	2,0	±	98,0			
RET%	%	1,00	±	1,00	1,00	±	1,00	1,00	±	1,00			
RET#	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,0224	±	0,0224	0,0465	±	0,0465	0,0570	±	0,0570			
IRF	%	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0			
RET-He	pg	28,0	±	10,0	30,0	±	10,0	32,0	±	10,0			

The parameters with assay values listed below are provided to allow for quality control testing of your instrument only.

Les paramètres avec valeurs cibles ci-dessous sont fournis pour vous permettre d'effectuer le contrôle de qualité de votre appareil uniquement.

These parameters are defined by the FDA as "For research only. Not for use in diagnostic procedures".

Ces paramètres sont définis par la FDA "Pour utilisation en recherche seulement. Ne pas utiliser pour des procédés de diagnostic".

Plt-F	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	N/A		N/A		N/A	
Plt-O (1)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	60	±	38	240	±	65
Pct	%	0,04	±	0,03	0,22	±	0,07
	mL/L	0,4	±	0,3	2,2	±	0,7
PDW/IDP	fL	9,0	±	5,0	12,0	±	5,0
P-LCR/RGC	%	22,5	±	20,0	27,5	±	20,0
IPF	%	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0
IG#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,62	±	0,30	1,06	±	0,40
IG%	%	16,0	±	5,0	13,5	±	5,0
RBC/GR-O	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,25	±	0,30	4,60	±	0,50
LF	%	80,0	±	20,0	80,0	±	20,0
MRF	%	14,0	±	14,0	14,0	±	14,0
HRF	%	6,0	±	6,0	6,0	±	6,0

(1) Those parameters values should be entered manually. Ces valeurs doivent être rentrées manuellement.

Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

De temps en temps, les populations de leucocytes peuvent être incorrectement identifiées. Si cela arrive, analyser de nouveau l'échantillon.



Télécharger les fichiers via le QR code ou le lien ci-dessous /
Download disk files with QR code or direct link below.
<https://biotechne.egnyte.com/fi/GhsolzUmnJ>

3

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT 25110801/2/3

QCP Data Months : **November, December, January**
Mois de Contrôle : **Novembre, Décembre, Janvier**

2026-01-25

Instruments : MINDRAY BC-6800, BC-6600, BC-6000 "QC MODE" (1)

Parameter / Paramètre		CONTROL L			CONTROL N			CONTROL H		
		LOT		25110801	LOT		25110802	LOT		25110803
		Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites
WBC/GB	10 ⁹ /µL & 10 ⁹ /L	3,85	±	0,70	7,75	±	1,00	20,20	±	2,50
NEUT#	10 ⁹ /µL & 10 ⁹ /L	2,73	±	0,38	4,73	±	0,62	13,84	±	1,82
LYMPH#	10 ⁹ /µL & 10 ⁹ /L	0,42	±	0,31	1,74	±	0,54	3,54	±	1,42
MONO#	10 ⁹ /µL & 10 ⁹ /L	0,10	±	0,10	0,23	±	0,23	0,51	±	0,51
EO#	10 ⁹ /µL & 10 ⁹ /L	0,54	±	0,39	0,93	±	0,81	2,02	±	1,62
BASO#	10 ⁹ /µL & 10 ⁹ /L	0,06	±	0,20	0,12	±	0,40	0,30	±	1,00
NEUT%	%	71,0	±	10,0	61,0	±	8,0	68,5	±	9,0
LYMPH%	%	11,0	±	8,0	22,5	±	7,0	17,5	±	7,0
MONO%	%	2,5	±	2,5	3,0	±	3,0	2,5	±	2,5
EO%	%	14,0	±	10,0	12,0	±	10,0	10,0	±	8,0
BASO%	%	1,5	±	5,0	1,5	±	5,0	1,5	±	5,0
RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30	±	0,18	4,65	±	0,24	5,70	±	0,30
Hgb	g/dL	6,1	±	0,4	13,4	±	0,6	17,6	±	0,8
	g/L	61	±	4	134	±	6	176	±	8
	mmol/L	3,8	±	0,2	8,3	±	0,4	10,9	±	0,5
Hct	%	19,7	±	2,0	43,2	±	2,5	56,1	±	3,0
	L/L	0,197	±	0,020	0,432	±	0,025	0,561	±	0,030
MCV/VGM	fL	85,5	±	5,0	93,0	±	5,0	98,5	±	5,0
MCH/TCMH	pg	26,5	±	2,5	28,8	±	2,5	30,9	±	2,5
	famol	1,7	±	0,2	1,8	±	0,2	1,9	±	0,2
MCHC/CCMH	g/dL	31,0	±	3,0	31,0	±	3,0	31,3	±	3,0
	g/L	310	±	30	310	±	30	313	±	30
	mmol/L	19,3	±	1,9	19,2	±	1,9	19,4	±	1,9
RDW/IDR-CV	%	16,5	±	3,0	15,5	±	3,0	15,5	±	3,0
RDW/IDR-SD	fL	50,0	±	6,0	51,5	±	6,0	53,0	±	8,0
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	46	±	20	223	±	40	444	±	60
MPV/VPM	fL	8,5	±	3,0	10,3	±	3,0	10,7	±	3,0
PDW/IDP	fL	16,5	±	3,0	16,5	±	3,0	16,5	±	3,0
PCT/TCT	%	0,050	±	0,050	0,225	±	0,100	0,465	±	0,200
IPF	%	6,0	±	6,0	6,0	±	6,0	6,0	±	6,0
P-LCR	%	20,0	±	10,0	30,5	±	10,0	32,0	±	10,0
P-LCC	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	8	±	8	70	±	24	145	±	50
Plt-O * (3)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	53	±	20	182	±	40	365	±	60
IMG# (2)	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,19	±	0,19	0,39	±	0,39	1,01	±	1,01
IMG% (2)	%	5,0	±	5,0	5,0	±	5,0	5,0	±	5,0
RET# (2)(3)	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,0115	±	0,0115	0,0279	±	0,0279	0,0342	±	0,0342
RET% (2)(3)	%	0,50	±	0,50	0,60	±	0,60	0,60	±	0,60
IRF (2)(3)	%	10,0	±	10,0	8,0	±	8,0	7,0	±	7,0
LFR (2)(3)	%	90,0	±	10,0	92,0	±	8,0	93,0	±	7,0
MFR (2)(3)	%	8,0	±	8,0	6,0	±	6,0	5,0	±	5,0
HFR (2)(3)	%	2,0	±	2,0	2,0	±	2,0	2,0	±	2,0
RHE/EHR (2)(3)	pg	28,5	±	10,0	31,0	±	10,0	33,0	±	10,0
MRV/VRM (2)(3)	fL	92,5	±	30,0	98,0	±	30,0	102,0	±	30,0
RBC/GR-O (2)(3)	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,25	±	0,30	4,55	±	0,50	5,50	±	0,60

* For research Use Only. Pour utilisation en recherche seulement.

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France. Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

(2) Those parameters values should be entered manually. Ces valeurs doivent être rentrées manuellement.

(3) Parameters not applicable for BC-6000 analyzers. Paramètres non applicables pour les automates BC-6000





Télécharger les fichiers via le QR code ou le lien ci-dessous /
Download disk files with QR code or direct link below.
<https://www.eurocelldiag.com/QC/fr>

4

LOT

25110801/2/3

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

QCP Data Months : November, December, January

Mois de Contrôle : Novembre, Décembre, Janvier



2026-01-25

Instrument : SYSMEX XN-L Series - "QXN MODE"

Parameter / Paramètre		CONTROL L			CONTROL N			CONTROL H		
		LOT 25110801			LOT 25110802			LOT 25110803		
		Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites	Mean Cibles	±	Limit Limites
WBC-C/GB-C	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	4,10	±	1,20	8,00	±	2,00	21,70	±	3,20
WBC-D/GB-D	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,80	±	1,20	7,60	±	2,00	21,25	±	3,20
RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,24	±	0,15	4,61	±	0,24	5,71	±	0,30
Hgb	g/dL	5,9	±	0,4	13,4	±	0,6	17,7	±	0,7
	g/L	59	±	4	134	±	6	177	±	7
	mmol/L	3,7	±	0,2	8,3	±	0,4	11,0	±	0,4
Hct	%	18,1	±	2,0	40,1	±	2,5	52,5	±	3,0
	L/L	0,181	±	0,020	0,401	±	0,025	0,525	±	0,030
MCV/VGM	fL	81,0	±	5,0	87,0	±	5,0	92,0	±	5,0
MCH/TCMH	pg	26,3	±	2,5	29,1	±	2,5	31,0	±	2,5
	fmol	1,7	±	0,2	1,8	±	0,2	1,9	±	0,2
MCHC/CCMH	g/dL	32,5	±	3,0	33,4	±	3,0	33,7	±	3,0
	g/L	325	±	30	334	±	30	337	±	30
	mmol/L	20,4	±	1,8	20,7	±	1,9	21,0	±	1,9
RDW/IDR-SD	fL	50,0	±	10,0	49,0	±	10,0	50,0	±	10,0
RDW/IDR-CV	%	17,0	±	5,0	15,5	±	5,0	15,0	±	5,0
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	45	±	20	210	±	40	424	±	65
MPV/VPM	fL	9,9	±	3,0	10,3	±	3,0	10,2	±	3,0
NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,24	±	0,38	3,72	±	0,76	11,48	±	2,13
LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,51	±	0,38	2,09	±	0,76	4,46	±	2,12
MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,10	±	0,10	0,19	±	0,19	0,53	±	0,53
EO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,61	±	0,34	1,03	±	0,69	3,08	±	1,91
BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,34	±	0,34	0,57	±	0,57	1,70	±	1,70
NEUT%	%	59,0	±	10,0	49,0	±	10,0	54,0	±	10,0
LYMPH%	%	13,5	±	10,0	27,5	±	10,0	21,0	±	10,0
MONO%	%	2,5	±	2,5	2,5	±	2,5	2,5	±	2,5
EO%	%	16,0	±	9,0	13,5	±	9,0	14,5	±	9,0
BASO%	%	9,0	±	9,0	7,5	±	7,5	8,0	±	8,0
RET%	%	1,00	±	1,00	1,00	±	1,00	1,00	±	1,00
RET#	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	0,0224	±	0,0224	0,0461	±	0,0461	0,0571	±	0,0571
IRF	%	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0
RET-He	pg	26,0	±	10,0	27,0	±	10,0	28,5	±	10,0

The parameters with assay values listed below are provided to allow for quality control testing of your instrument only.

Les paramètres avec valeurs cibles ci-dessous sont fournis pour vous permettre d'effectuer le contrôle de qualité de votre appareil uniquement.

These parameters are defined by the FDA as "For research only. Not for use in diagnostic procedures".

Ces paramètres sont définis par la FDA "Pour utilisation en recherche seulement. Ne pas utiliser pour des procédés de diagnostic".

Plt-O	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	57	±	38	230	±	65	445	±	85
Pct	%	0,05	±	0,03	0,22	±	0,07	0,43	±	0,11
	mL/L	0,5	±	0,3	2,2	±	0,7	4,3	±	1,1
PDW/IDP	fL	9,5	±	5,0	12,0	±	5,0	12,5	±	5,0
P-LCR/RGC	%	22,5	±	20,0	27,5	±	20,0	26,5	±	20,0
IG#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,63	±	0,30	1,03	±	0,40	3,08	±	1,60
IG%	%	16,5	±	5,0	13,5	±	5,0	14,5	±	5,0
RBC-O	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,20	±	0,30	4,45	±	0,50	5,50	±	0,60
LFR	%	80,0	±	20,0	80,0	±	20,0	80,0	±	20,0
MRF	%	14,0	±	14,0	14,0	±	14,0	14,0	±	14,0
HRF	%	6,0	±	6,0	6,0	±	6,0	6,0	±	6,0

Occasionally leukocyte cell populations are incorrectly identified. If this occurs, rerun the sample.

De temps en temps, les populations de leucocytes peuvent être incorrectement identifiées. Si cela arrive, analyser de nouveau l'échantillon.





Télécharger les fichiers via le QR code ou le lien ci-dessous /
Download disk files with QR code or direct link below.
<https://www.eurocelldiag.com/QC/fr>

5

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

QCP Data Months : **November, December, January**
Mois de Contrôle : **Novembre, Décembre, Janvier**

LOT 25110801/2/3

2026-01-25

Instrument : SYSMEX XR-Series - "QC MODE" (1)																		
Parameter / Paramètre		CONTROL		L	CONTROL		N	CONTROL		H								
		LOT	25110801		LOT	25110802		LOT	25110803									
		Mean Cibles	± Limites	Limit	Mean Cibles	± Limites	Limit	Mean Cibles	± Limites	Limit								
WBC/GB	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,90	±	1,20	7,85	±	1,80	20,70	±	3,00								
WBC-D/GB-D	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	3,70	±	1,20	7,60	±	1,80	20,60	±	3,00								
RBC/GR	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30	±	0,15	4,70	±	0,24	5,70	±	0,30								
Hgb	g/dL	6,0	±	0,4	13,4	±	0,6	17,6	±	0,7								
	g/L	60	±	4	134	±	6	176	±	7								
Hct	mmol/L	3,7	±	0,2	8,3	±	0,4	10,9	±	0,4								
	%	18,4	±	2,0	40,9	±	2,5	52,4	±	3,0								
	L/L	0,184	±	0,020	0,409	±	0,025	0,524	±	0,030								
MCV/VGM	fL	80,0	±	5,0	87,0	±	5,0	92,0	±	5,0								
MCH/TCMH	pg	26,1	±	2,5	28,5	±	2,5	30,9	±	2,5								
MCHC/CCMH	fmol	1,6	±	0,2	1,8	±	0,2	1,9	±	0,2								
	g/dL	32,6	±	3,0	32,8	±	3,0	33,6	±	3,0								
	g/L	326	±	30	328	±	30	336	±	30								
	mmol/L	20,1	±	1,8	20,3	±	1,9	20,8	±	1,9								
RDW/IDR-SD	fL	48,0	±	10,0	47,0	±	10,0	48,0	±	10,0								
RDW/IDR-CV	%	16,5	±	5,0	16,0	±	5,0	16,0	±	5,0								
Plt	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	43	±	20	210	±	40	420	±	65								
MPV/VPM	fL	10,0	±	3,0	10,2	±	3,0	10,0	±	3,0								
NEUT#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	2,46	±	0,39	4,08	±	0,78	11,90	±	2,07								
LYMPH#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,53	±	0,39	2,12	±	0,79	4,14	±	2,07								
MONO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,10	±	0,10	0,20	±	0,20	0,52	±	0,52								
EO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,62	±	0,27	1,06	±	0,55	3,11	±	1,45								
BASO#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,20	±	0,20	0,39	±	0,39	1,04	±	1,04								
NEUT%	%	63,0	±	10,0	52,0	±	10,0	57,5	±	10,0								
LYMPH%	%	13,5	±	10,0	27,0	±	10,0	20,0	±	10,0								
MONO%	%	2,5	±	2,5	2,5	±	2,5	2,5	±	2,5								
EO%	%	16,0	±	7,0	13,5	±	7,0	15,0	±	7,0								
BASO%	%	5,0	±	5,0	5,0	±	5,0	5,0	±	5,0								
NRBC#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,40	±	19,60	0,40	±	19,60	0,40	±	19,60								
NRBC%	%	2,0	±	98,0	2,0	±	98,0	2,0	±	98,0								
RET%	%	1,00	±	1,00	1,00	±	1,00	1,00	±	1,00								
RET#	10 ⁹ /µL & 10 ¹⁵ /L	23,0	±	23,0	47,0	±	47,0	57,0	±	57,0								
IRF	%	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0	20,0	±	20,0								
RET-He	pg	28,0	±	10,0	30,0	±	10,0	32,0	±	10,0								

The parameters with assay values listed below are provided to allow for quality control testing of your instrument only.

Les paramètres avec valeurs cibles ci-dessous sont fournis pour vous permettre d'effectuer le contrôle de qualité de votre appareil uniquement.

These parameters are defined by the FDA as "For research only. Not for use in diagnostic procedures".

Ces paramètres sont définis par la FDA "Pour utilisation en recherche seulement. Ne pas utiliser pour des procédés de diagnostic".

Plt-O	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	60	±	38				255	±	65				490	±	85			
Pct	%	0,04	±	0,03				0,22	±	0,07				0,42	±	0,11			
	mL/L	0,4	±	0,3				2,2	±	0,7				4,2	±	1,1			
PDW/IDP	fL	9,0	±	5,0				12,0	±	5,0				12,0	±	5,0			
P-LCR/RGC	%	22,5	±	20,0				27,5	±	20,0				26,0	±	20,0			
IPF	%	20,0	±	20,0				20,0	±	20,0				20,0	±	20,0			
IG#	10 ³ /µL & 10 ⁹ /L	0,62	±	0,30				1,06	±	0,40				3,11	±	1,60			
IG%	%	16,0	±	5,0				13,5	±	5,0				15,0	±	5,0			
RBC/GR-O	10 ⁶ /µL & 10 ¹² /L	2,30	±	0,30				4,65	±	0,50				5,65	±	0,60			
LFR	%	80,0	±	20,0				80,0	±	20,0				80,0	±	20,0			
MRF	%	14,0	±	14,0				14,0	±	14,0				14,0	±	14,0			
HFR	%	6,0	±	6,0				6,0	±	6,0				6,0	±	6,0			

(1) Assay values provided by Bio-technne®, France. Valeurs fournies par Bio-technne®, France.

